FIZJOCENTRUM
KIEDY FIZJOTERAPIA JEST PASJĄ

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Fizjocentrum PL • Wałbrzych
ul. 1-go Maja 62A • fizjocentrum.pl

Compex

Elektrostymulacja według indywidualnych zaleceń



Karta ogólna. Model: ..... Program: .....

1 Przygotuj skórę

Umyj i dokładnie osusz obszar zabiegu. Sprawdź skórę i stan elektrod. Nie przyklejaj ich na rany ani podrażnienia.

2 Rozmieść elektrody

Przy wyłączonym urządzeniu przyklej je dokładnie według schematu od fizjoterapeuty. Cała powierzchnia musi przylegać.

3 Podłącz i wybierz program

Podłącz przewody lub moduły odpowiednie dla modelu. Wybierz wyłącznie ustalony program i pozycję ciała.

4 Zwiększaj stopniowo

Podnoś intensywność zgodnie z instruktażem. Skurcz lub mrowienie zależą od programu; stymulacja nie powinna boleć.

5 Zakończ bezpiecznie

Zatrzymaj stymulację przed odklejeniem lub przesunięciem elektrod. Odłóż elektrody na folię. Nie udostępniaj ich innym osobom.

WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Nie używaj przy rozruszniku serca lub padaczce. Inne implanty elektroniczne, ciąża i choroby serca wymagają wcześniejszej oceny. Nie układaj elektrod na głowie, szyi ani tak, aby prąd przepływał przez klatkę piersiową. Nie stosuj podczas prowadzenia auta ani w wodzie.

TWOJE ZALECENIA • uzupełnia osoba prowadząca

Obszar i schemat elektrod: .....

Intensywność wg instruktażu: ..... Sesje/dzień: .....

Pacjent: ..... Data / osoba prowadząca: .....

Karta skrócona po instruktażu. Nie zastępuje instrukcji producenta ani indywidualnego zlecenia. Przed wydaniem sprawdź zgodność z modelem i uzupełnij zalecenia.

Compex - Safety Guide i FAQ producenta. Nazwy programów zależą od modelu.

Pełna instrukcja / informacje producenta →

FAQ producenta →