FIZJOCENTRUM
KIEDY FIZJOTERAPIA JEST PASJĄ

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Fizjocentrum PL • Wałbrzych
ul. 1-go Maja 62A • fizjocentrum.pl

EXOGEN

Ultradźwiękowe wspomaganie gojenia kości



Stosuj wyłącznie na zlecenie lekarza, we wskazanym miejscu.

1 **Sprawdź miejsce zabiegu**

Korzystaj z oznaczenia ustalonego przez lekarza. Przy gipsie używaj przygotowanego portu; nie wycinaj otworu samodzielnie.

2 **Przygotuj urządzenie**

Sprawdź naładowanie i obecność karty leczenia, jeśli wymaga jej model. Załóż pasek zgodnie z instruktażem.

3 **Nałóż żel**

Pokryj powierzchnię głowicy żelem dostarczonym do EXOGEN. Umieść głowicę w porcie przy skórze i zamknij mocowanie.

4 **Wykonaj zabieg**

Włącz urządzenie. Zwykle stosuje się 20 minut raz dziennie, zgodnie ze zleceniem lekarza. Nie przesuwaj głowicy podczas sesji.

5 **Po zakończeniu**

Wyjmij głowicę, usuń resztki żelu miękką ściereczką i oczyść skórę. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Nie stosuj na otwarte rany ani bez żelu. Komunikat o żelu wymaga sprawdzenia jego ilości i kontaktu głowicy. Podrażnienie zgłoś lekarzowi. Ciąża, karmienie, rozrusznik lub zaburzenia krążenia wymagają omówienia przed użyciem. Nie zmieniaj zaleceń obciążania kończyny.

TWOJE ZALECENIA • uzupełnia osoba prowadząca

Miejsce aplikacji: .....

Plan leczenia do kontroli: ..... Termin kontroli: .....

Pacjent: ..... Data / osoba prowadząca: .....

Karta skrócona po instruktażu. Nie zastępuje instrukcji producenta ani indywidualnego zlecenia. Przed wydaniem sprawdź zgodność z modelem i uzupełnij zalecenia.

Bioventus - EXOGEN, polska instrukcja obsługi 81087028, Rev. H (2025).

Pełna instrukcja / informacje producenta →