FIZJOCENTRUM
KIEDY FIZJOTERAPIA JEST PASJĄ

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Fizjocentrum PL • Wałbrzych
ul. 1-go Maja 62A • fizjocentrum.pl

Game Ready

Chłodzenie połączone z kompresją



Dotyczy GRPro 2.1. Dla innego modelu sprawdź jego instrukcję.

1 **Napełnij zbiornik**

Odłącz zasilanie. Wlej wodę i dodaj lód do oznaczeń wewnątrz zbiornika. Ustaw urządzenie pionowo i stabilnie.

2 **Podłącz mankiet**

Połącz przewód z urządzeniem i mankietem do kliknięcia. Nie zaginaj przewodu. Napełnij mankiet według jego instrukcji przed założeniem.

3 **Załóż mankiet**

Ułóż go zgodnie z instruktażem, na cienkiej warstwie ubrania. Nie zaciskaj nadmiernie. Rana musi być zabezpieczona opatrunkiem.

4 **Rozpocznij sesję**

Ustaw zalecone chłodzenie, ucisk i czas. Naciśnij START/PAUZA. Regularnie sprawdzaj skórę i odczucia.

5 **Po zabiegu**

Zatrzymaj urządzenie przed zdjęciem mankietu. Opróżnianie, suszenie i czyszczenie wykonuj według instrukcji zestawu.

WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przerwij przy pieczeniu, drętwieniu, zmianie koloru skóry lub nasileniu bólu. Podejrzenie zakrzepicy i znaczne niedokrwienie wykluczają samodzielny zabieg. Zaburzenia czucia, krążenia i nadwrażliwość na zimno wymagają oceny przed użyciem.

TWOJE ZALECENIA • uzupełnia osoba prowadząca

Czas: ..... min Sesje/dzień: ..... Przerwa: .....

Chłodzenie: ..... Ucisk: .....

Pacjent: ..... Data / osoba prowadząca: .....

Karta skrócona po instruktażu. Nie zastępuje instrukcji producenta ani indywidualnego zlecenia. Przed wydaniem sprawdź zgodność z modelem i uzupełnij zalecenia.

Game Ready GRPro 2.1 - User Manual: obsługa, mankiety i zasady bezpieczeństwa.

Pełna instrukcja / informacje producenta →